

# LeukoCatch


SYK-10

全血から白血球だけを完全にキャッチ！



白血球トラップ用メンブレン

タンパク質の抽出は、洗浄、抽出用の試薬を通すだけ。



LeukoCatchタンパク採取キット Cat.No. SYK-10  
 <キット内容物>

品名	数量
LeukoCatch フィルター-シリンジ	1セット
タンパク精製チューブセット	
採取血液チューブ (EDTA入り)	1本
メンブレン洗浄液	1本
タンパク抽出液	1本
サンプル保存チューブ (タンパク質保存用)	1本

本キットは、大阪大学 微生物病研究所 分子遺伝研究部門 野島先生の研究成果を製品化したものです。



製造元:深江化成株式会社

<http://www.watson.co.jp>