

Something Different.

WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988



NEXTYシリーズのための
ピペッタースタンド!



NEXTY ピペッター スタンド

- 使いやすい角度のホルダー
- スムーズな回転
- コンパクト設計の6本掛け
- 持ち運びも楽々
- 他社製品も使用可
(ご使用になれない機種もあります)
- スタイリッシュなデザイン

*ピペッターは付属していません。

機能性とデザイン性を兼ね備えた

NEXTY ピペッタースタンド

他社製品にも
一部対応!!



サッとかけて、しっかりホールド。

※ピペッターは付属してありません。

適応ピペッター

- ワトソンNEXTYピペッター各種(シングルチャンネル・マルチチャンネル・容量固定)
- ギルソン・ピペットマン ~1000 μ l ●サーモ・フィンピペット ~100-1000 μ l
- ニチリョー・ニチペットEX Plus II ~5000 μ l/ニチペットプレミアム ~100-1000 μ l
- レイニン・ピペットライトXLS ~500-5000 μ l



持ちやすい。

ヘッド部分は移動させる際に
手になじんで持ちやすいキノコ型。



掛けやすく、取りやすい。

ホルダーはピペッターを掛けやすく、
取りやすい角度に設計。
もちろんピペッターのホールド力も抜群。
一部ワトソン社製以外のピペッターも
掛けることができます。



滑らかな回転。

ストレスなくスムーズに回せる
ホルダージョイント。



コンパクト。

コンパクトなピペッター6本掛け。
省スペースでありながら、倒れにくい
構造です。

品番	NT-STD
品名	NEXTY ピペッタースタンド
入数	1個
最大ホールド数	6本
寸法	高さ：330 mm 最大径： Φ 200 mm (ピペッターを含まず)
価格	12,000円

Something Different.

WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988

<http://www.watson.co.jp>

発売元

ワトソン株式会社

E-mail: tcr@watson.co.jp

東日本営業所

〒116-0003
東京都荒川区南千住6丁目57-12
TEL:03-5615-3591 FAX:03-5615-3592

西日本営業所

〒651-2241
兵庫県神戸市西区室谷2-2-7
TEL:078-991-4489 FAX:078-991-4491

製造元

深江化成株式会社



※掲載価格には消費税は含まれておりません。※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。