

WATSON®

NEXTY

2010年3月
発売開始!!

ワトソンから新開発マイクロピペッター“ネクスティ”ついに誕生!!
独自の英知と技術を結集した次世代マイクロピペット。堂々の登場!!

これまでにない3つの新機構搭載!!

容量設定がスピーディー!!

ダブルアクション・ヴォリュームダイヤル

大小2つの容量設定ダイヤルがあり、大ダイヤルは遊星ギアの採用により、小ダイヤルの3倍回転させることができます。容量の変更が大きいときは大ダイヤル、最小目盛単位での設定は小ダイヤル、いずれも片手で操作可能です。

「特許申請中」

チップの最適なフィッティング!!

選べるノーズコーン

標準のノーズコーンに加えて、2/10/20 μ lの微量タイプには折れない金属製ノーズコーン、200/1000/5000 μ lにはソフトフィッティングが可能な柔軟性ノーズコーンが別パーツとして用意があります。

ノーズコーンの取替えはとっても簡単、最適なチップ・フィッティングを実現します。

疲れにくい!!

楽々ストローク

新スプリング機構の設計により、容量設定の大小に関係なく同等の力でストローク出来ます。軽いストロークは長時間の使用にも疲れにくく、正確なピペッティングをお約束します。

- ・扱いやすいショートボディ
- ・丈夫で頑丈な材質
- ・手になじむデザイン
- ・大きなプランジャーボタン
- ・負担の少ないチップイジェクター

ワトソン マイクロピペッター “ネクスティ”

- ・容量は7種類
- 0.2~2 μ l
- 1.0~10 μ l
- 2.0~20 μ l
- 10~100 μ l
- 20~200 μ l
- 100~1000 μ l
- 500~5000 μ l



分子生物学会2009特別企画
アンケートにお答えいただいた方から抽選で、
50名様にお好きなNEXTYを
1本プレゼント!!

<http://www.watson.co.jp>