

# NEXTY

新開発マイクロピペッター "ネクスティ" ついに誕生!!  
独自の英知と技術を結集した次世代マイクロピペット。

**ロックレバー**  
プッシュボタンとターボダイアルの回転をロックします。操作中の容量設定のズレを防ぎます。

**見やすいデジタル表示**  
見やすい3桁+目盛り表示。窓が反対側にある左手用特注品もご用意出来ます。

**手になじむボディデザイン**  
握りやすくしっかりグリップ出来ます。

**オートクレープ可能なボトムパーツ**  
ノーズコーンとイジェクトコーンは取り外してオートクレープ可能です。取り外しはとっても簡単。

**チップの最適なフィッティング**  
標準のノーズコーンに加えて、2/10/20μlの微量タイプには折れない金属製ノーズコーンを別パーツとしてご用意出来ます。

**3倍速ターボダイアル**  
容量設定・変更する時にプッシュボタンの3.5回転を1回転で行うことが出来ます。片手で操作出来るので、スピーディーな容量設定を可能にします。大きな容量変更を行うときに便利なダイヤルです。



**左右選択式イジェクトボタン**  
親指の負担と無駄な動き削減する大型ボタンでユニークな左右選択式です。右手用が標準ですが、オプションとして左手用パーツをご用意出来ます。



3本購入につき  
好きな容量  
1本プレゼント!



**扱いやすいショートスケール**  
全長が短めなので、クリーンベンチ内でも扱いやすい。

**軽くて頑丈な材質**  
丈夫で壊れにくい材質を採用し、適度な軽さを実現しています。

**大きなプッシュボタン**  
親指にかかる負担を削減した独特のキノコ状デザインを採用。最小目盛(1/1000)毎の容量設定ダイヤルにもなっています。容量別に色分けされカラーコードの役割も果たしています。新スプリング機構の設計により、極めて軽いストロークを実現。



**付属ピペットホルダー**  
壁面に取り付けて使用します。ピペッターを上から差し込んでも、真横から押し込んでもホールド出来ます。



**安心の国産品**  
ネクスティピペッターは部品の製造から組立、精度検査まで全て国内工場にて行っております。キャリブレーションはもちろん、修理やメンテナンスに万全の体制を整えております。



**厳格な品質管理**  
品質検査は工場内の専用環境においてISO8655の基準に従って実施されています。



**品質保証**  
ネクスティピペッターはご購入から1年間の製品保証を致しております。シリアルナンバーごとの精度検査レポートと製品保証書が添付されています。



品番	品名	最小目盛	測定容量	正確度	精密度	適合チップ	入数	価格
NT-2	NEXTY-2 シングルチャンネルピペッター 0.2~2μl	0.001μl	0.2μl 2μl	±15.0% ±2.5%	±8.0% ±1.0%	204/207	1本	18,000円
NT-10	NEXTY-10 シングルチャンネルピペッター 1~10μl	0.01μl	1μl 10μl	±5.0% ±1.0%	±2.5% ±0.5%	204/207	1本	18,000円
NT-20	NEXTY-20 シングルチャンネルピペッター 2~20μl	0.01μl	2μl 20μl	±6.0% ±1.0%	±3.0% ±0.5%	703/705	1本	18,000円
NT-100	NEXTY-100 シングルチャンネルピペッター 10~100μl	0.1μl	10μl 100μl	±2.0% ±0.8%	±1.0% ±0.3%	703/705	1本	18,000円
NT-200	NEXTY-200 シングルチャンネルピペッター 20~200μl	0.1μl	20μl 200μl	±2.0% ±0.8%	±1.0% ±0.3%	703/705	1本	18,000円
NT-1000	NEXTY-1000 シングルチャンネルピペッター 100~1000μl	1μl	100μl 1000μl	±2.0% ±0.8%	±0.6% ±0.3%	706/804	1本	18,000円
NT-5000	NEXTY-5000 シングルチャンネルピペッター 500~5000μl	5μl	500μl 5000μl	±2.0% ±0.8%	±0.6% ±0.3%	401	1本	18,000円